

BROSSE BUCCALE

UTILISATION

- Bien se laver les mains avant utilisation.
- Placer le doigt dans la brosse et l'utiliser pour le massage des gencives ou le brossage des dents.



ENTRETIEN

Rincer / stériliser la brosse buccale après chaque utilisation et la stocker dans un endroit propre et protégé.

Modes de stérilisation préconisés (au choix) :

- en immersion 10 mn dans l'eau en ébullition
- à la vapeur sous pression 20 mn à 120°C
- à la vapeur au micro-onde avec un dispositif adapté
- à froid (chimique avec comprimé spécifique); ne pas laisser plus longtemps que la durée recommandée.

- - Produit en silicone naturel

AVERTISSEMENT ! Pour la sécurité et la santé de votre enfant:

- NE JAMAIS LAISSER LA BROSSE BUCCALE A VOTRE BEBE SANS SURVEILLANCE : RISQUE D'ETOUFFEMENT.
- Avant la première utilisation, mettre la brosse buccale dans l'eau bouillante et l'y laisser pendant 10 minutes par mesure d'hygiène.
- Ne pas utiliser le lave vaisselle.
- Ne pas exposer la brosse buccale directement au soleil ou à la chaleur.

www.rovip.fr - Téléphone : 0825.28.00.18 (0.15€/min)
ref.doc. IQ032 rev. 00